



康健醫療用品有限公司
Medicare Health Products Co. Ltd.

Slim Cut Series

304 Stainless Steel Shower Commode

304不銹鋼沐浴便椅



info@medicare.com.hk



T:2687 6380
F:2690 1282



沙田石門安耀街3號匯達大廈11樓18室



規格更強 舒適合用

- 扶手可放置背後,無阻礙過床
- 直身車架,無縫過床
- 19"闊車架,可入更大的16"馬桶

ECM30442

ECM30442S

304不銹鋼支架

多角度活動扶手

可調式網狀背墊

PVC塑膠座板連人造皮海棉蓋

可洗澡及大小便

直身無阻礙過床車架設計

陷入馬桶闊: 16"

陷入馬桶闊: 15.25"

4個全鎖輪(台灣製)

座高: 19"

座板: W17" x D17"

連座墊高: 20.5"

輪直徑: 5"

總闊度: 19.1"

總闊度: 18.3"

總高度: 38.5"

總深度: 26"

ECM30444/44S:無腳踏支撐桿型號

符合 ISO 17966:2016 標準

包括: 承重120kg; 靜態強度; 撞擊力; 耐久性; 人體工程學EN614-1
阻燃ISO 8191-1、ISO 8191-2、IEC 60695-11-10; 防水IPX5; 耐腐ISO 9227



尺寸更細 融入生活

- 18"闊窄身車架,入房埋床更易
- 尺寸縮減,更適合在浴室活動
- 可嵌入一般馬桶闊度15.25"



多角度活動扶手



PVC塑膠座板
人造皮海棉蓋



直身無阻礙過床設計



後置摺合式挑桿
佔用空間更少,有利轉向移動



圓型便桶



台灣製全鎖輪
符合EN12531:2000
(輪子承重及耐力測試)



康健醫療用品有限公司
Medicare Health Products Co. Ltd.

Slim Cut Series

304 Stainless Steel Shower Commode

304不銹鋼沐浴便椅



info@medicare.com.hk



T:2687 6380
F:2690 1282



沙田石門安耀街3號匯達大廈11樓18室



ECM30462

ECM30462S

304不銹鋼支架

多角度活動扶手

可調式網狀背墊

PU軟膠座板連PU全面蓋

可洗澡及大小便

直身無阻礙過床車架設計

陷入馬桶闊: 16"

陷入馬桶闊: 15.25"

4個全鎖輪(台灣製)

座高: 19.5"

座板: W17" x D17"

連座墊高: 20.5"

輪直徑: 5"

總闊度: 19.1"

總闊度: 18.3"

總高度: 38.5"

總深度: 26"

ECM30464/64S:無腳踏支撐桿型號



規格更強 舒適合用

- 軟PU座墊,舒適使用
- 扶手可放置背後,佔更少空間
- 直身車架,無縫過床
- 19"闊車架,可入更大的16"馬桶

尺寸更細 融入生活

- 18"窄身車架,入房埋床更易
- 尺寸縮減,更適合在浴室活動
- 可嵌入一般馬桶闊度15.25"

符合 ISO 17966:2016 標準

包括: 承重120kg; 靜態強度; 撞擊力; 耐久性; 人體工程學EN614-1
阻燃ISO 8191-1、ISO 8191-2、IEC 60695-11-10; 防水IPX5; 耐腐ISO 9227




多角度活動扶手



PU軟膠座板
PU全面蓋



直身無阻礙過床設計



後置摺合式挑桿
佔用空間更少,有利轉向移動



圓型便桶



台灣製全鎖輪
符合EN12531:2000
(輪子承重及耐力測試)



康健醫療用品有限公司
Medicare Health Products Co. Ltd.

Slim Cut Series

304 Stainless Steel Shower Commode

304不銹鋼沐浴便椅



info@medicare.com.hk



T:2687 6380
F:2690 1282



沙田石門安耀街3號匯達大廈11樓18室



ECM30482

ECM30482S

304不銹鋼支架

多角度活動扶手

可調式網狀背墊

PU橡膠座墊連蓋

U型開口座墊配U型開口支架

可洗澡及大小便

直身無阻礙過床車架設計

陷入馬桶闊: 16"

陷入馬桶闊: 15.25"

4個全鎖輪(台灣製)

連座墊高: 19.5"

座板: W17" x D17"

轆直徑: 5"

總闊度: 19.1"

總闊度: 18.3"

總高度: 38.5"

總深度: 26"

ECM30484/84S:無腳踏支撐桿型號



規格更強 舒適合用

- 軟PU座墊,舒適使用
- 扶手可放置背後,佔更少空間
- 直身車架,無縫過床
- 19"闊車架,可入更大的16"馬桶

尺寸更細 融入生活

- 18"窄身車架,入房埋床更易
- 尺寸縮減,更適合在浴室活動
- 可嵌入一般馬桶闊度15.25"

符合 ISO 17966:2016 標準

包括: 承重120kg; 靜態強度; 撞擊力; 耐久性; 人體工程學EN614-1
阻燃ISO 8191-1、ISO 8191-2、IEC 60695-11-10; 防水IPX5; 耐腐ISO 9227



多角度活動扶手



直身無阻礙過床設計



U型開口座墊配U型開口支架
清潔更為方便



後置摺合式挑桿
佔用空間更少,有利轉向移動



有蓋長方形便盤



台灣製全鎖輪
符合EN12531:2000
(輪子承重及耐力測試)